

安服

Android 服药提醒应用 · 使用说明

版本 1.0 · 2026 年 8 月



今天：该吃什么，一眼看清



统计：按时服药率与日历

「安服」取「安心服药」之意。它做一件事：让你或家人不漏服、不错时。所有数据只存在手机本地，不联网、不上传、无需注册账号。

一、这个应用解决什么问题

长期服药最常见的三个麻烦：忘记吃、记不清吃过没有、药快用完了不知道。安服针对这三点设计：

忘记吃	到点用系统闹钟提醒，通知栏上直接有「已服用 / 稍后提醒 / 跳过」三个按钮，不用打开应用就能打卡。手机重启后提醒不会丢。
记不清	「今天」页把当天要吃的药按「已错过 / 待服用 / 已完成」分组，打过卡的会显示实际服用时间。
药用完	可以记录每种药剩多少，每次打卡自动扣减，低于设定值时提醒续药。
复杂用法	支持每天、按周固定几天、隔 N 天、吃 X 天停 Y 天四种周期，还能设疗程起止日期和饭前饭后。
懒得手输	拍一张药品说明书，自动识别药名、剂量、每日次数、饭前饭后并填进表单。
换手机	一键导出备份文件，新手机导入即可恢复，包括所有历史记录。

适用人群

需要长期或周期性服药的人；也适合帮父母长辈设好提醒后交给他们使用——界面只有三个标签页，字号偏大，操作路径短。

二、安装

系统要求

Android 7.0 及以上。安装包按手机芯片分成几个版本，选对了体积更小：

功能	说明	在哪里
arm64 版	约 16 MB。2017 年之后的手机几乎都是这个类型，优先用它。	推荐
通用版	约 45 MB。包含所有芯片类型，不确定对方手机时用这个，装上一定能跑。	兜底

安装步骤

1. 把 APK 文件传到手机（微信发给自己、数据线拷贝、网盘下载都可以）
2. 在手机上点开这个文件
3. 如果提示「不允许安装未知来源应用」，按提示去设置里允许一次即可
4. 装好后桌面会出现绿色胶囊图标的「安服」

这个应用没有上架应用商店，是直接安装的。它不含广告、不联网、不收集任何信息，所需权限只有三项：发送通知、精确闹钟、相机（仅在你使用拍说明书功能时）。

三、第一次打开：把提醒设置好

首次启动会出现一个引导页，让你打开三项系统设置。这一步很重要——手机的省电机制会冻结后台应用，不设置的话该吃药时可能收不到提醒。

功能	说明	在哪里
允许发送通知	没有这项，到点了不会有任何提示。	点「设置」即可
允许精确闹钟	没有这项，提醒可能延迟几分钟到几十分钟。	点「设置」即可
电池设为「无限制」	手机省电时会冻结后台，提醒可能被延后甚至跳过整天。	点「设置」后在页面里选「电池」→「无限制」

引导页会自动识别你的手机品牌，给出对应的额外提示。例如小米还需要开自启动、索尼建议关掉 STAMINA 模式对它的限制。

如果当时跳过了没设，以后首页顶部会出现橙红色横幅提醒你，点一下就能去设置。三项都设好后横幅自动消失，不会一直啰嗦。

四、日常使用

底部三个标签页：今天（该吃什么）、我的药箱（管理药品）、统计（看历史和服药率）。

4.1 打卡：记录吃过了

在「今天」页，每条药右侧有个圆圈，点一下变成绿色对勾表示已服用；再点一下可以撤销。也可以用卡片下方的「已服用」「跳过这次」按钮。

打过卡的会移到「已完成」分组，并显示实际服用时间（例如「已于 08:42 服用」）。过了时间还没操作的会归到「已错过」分组，用红色标出。

4.2 从通知栏直接打卡

到点后手机会弹出提醒通知，上面有三个按钮：

已服用 直接记录已吃，同时自动扣减库存。不用打开应用。

稍后提醒 延后 10 分钟再响一次。适合手上正忙的时候。

跳过 记录为主动跳过，不计入漏服。

4.3 看别的日期

「今天」页右上角的左右箭头可以翻看前后几天。翻走之后会出现「回到今天」按钮。



今天：分组显示 + 顶部进度

我的药箱：药品与库存一览

五、添加药品

在「今天」或「我的药箱」页点右下角的「+ 加药」。

5.1 手动填写

基本信息	药品名称、单次剂量与单位（片 / 粒 / mL 都可以自己填）、备注。
服药时间	可以加多个时间点，比如早晚各一次。点已有时间可以修改，点 × 删除。还能标注饭前 / 随餐 / 饭后 / 空腹。
用药频率	四选一：每天；按周（点选周一到周日）；间隔（填 2 就是隔天吃）；周期（吃 X 天停 Y 天，适合避孕药等）。
疗程	开始日期决定间隔和周期从哪天算起。可以设结束日期，到期自动停止提醒。
提醒与库存	可以单独关掉某种药的通知；填了库存后每次打卡自动扣减，低于「续药提醒线」时提醒你买药。
图标与颜色	8 种配色、10 种按剂型分类的图标（圆片、胶囊、颗粒、口服液、滴剂、注射、喷雾、软膏、贴剂等），多种药一眼区分。填了单位还会自动推荐对应图标。

5.2 拍说明书自动填写

在添加药品页顶部点「拍药品说明书自动填写」，把说明书的「用法用量」那段对准框内拍照，或从相册选一张已拍好的照片。

识别完成后会列出提取到的信息，每一项都标明依据（从哪句话得来的），没识别出的会写「未识别，需你手填」。确认后点「填入表单」，值会预填好，你还能继续修改，点保存才真正存进去。

识别全程在手机本地完成，不联网、不上传、不保存照片。

机器识别可能出错，尤其药名里的生僻字。应用内置了常见形近字纠错（例如把误认的「氨气」纠正为「氨氯」），纠正过的字会明确列出来让你核对。请务必以医生嘱咐和实际说明书为准。

12:45

← 添加药品 保存

拍药品说明书自动填写

基本信息

药品名称

单次剂量 1 单位 片

备注（可选）

服药时间

可以加多个时间点，比如早晚各一次

08:00 × + 加时间

与进餐的关系

✓ 无要求 饭前 随餐 饭后

空腹

添加药品：顶部有拍说明书入口

23:05

← 拍说明书识别

识别结果

请核对下面的信息，确认后会填入添加药品的表单，你还能再修改。

药品名称	苯磺酸氨氯地平片 取自：苯磺酸氨氯地平片（已自动纠正）	✓
单次剂量	1片 依据：每次1片	✓
每日次数	1次 依据：每日1次	✓
服药时间	08:00 按每日次数推荐，可自行调整	✓
用药频率	未识别，需你手填	
进餐关系	饭后 依据：饭后	✓

已自动纠正易认错的字

「苯磺酸氨氯地平片」→「苯磺酸氨氯地平片」

如果纠正错了，填入表单后可以直接改回来。

机器识别可能出错，请务必以医生嘱咐和实际说明书为准。

查看识别到的原文

⌂ 重拍 ✓ 填入表单

识别结果：每项都给出依据

六、看统计

按时服药率

圆环显示完成百分比，右侧分别列出按时服用、错过未服、主动跳过的次数。可切换近7天 / 30天 / 90天。

7天完成度

每天一根柱子，柱子高度是当天的完成比例，一眼看出哪天漏了。

月历

绿色 = 当天全部服用，紫色 = 部分服用，红色 = 有漏服。点某一天可以看当天明细。

这几个数字适合复诊时给医生看——比口头回忆「大概都吃了」更可靠。



统计页：圆环 + 柱状图 + 月历

七、备份与换手机

数据只存在手机本地，所以换手机或手机丢了需要靠备份。入口在任意页面右上角的云朵图标。

7.1 推荐做法：配合云盘自动同步

1. 点云朵图标 → 「选择备份文件夹」
2. 选一个云盘应用的自动同步目录（微云、百度网盘、OneDrive 等都可以）
3. 以后每次点「备份到这个文件夹」，云盘会自己把文件上传
4. 换手机时装好安服，从云盘取那个文件导入即可

7.2 其它导出方式

另存为 自己挑保存位置和文件名。

分享 直接发到微信收藏、发给自己，或传给任意应用。也是一种备份。

7.3 恢复

点「选择备份文件并恢复」，选中备份文件后会先告诉你备份里有什么（几种药、几条记录、什么时候导出的）以及当前手机有什么，然后由你决定：

完全覆盖 丢弃这台手机上现有的数据，全部用备份里的。适合换新手机。

合并 两边的药和记录都保留，同一次服药以时间较新的为准。

恢复后所有提醒会自动重新排好，不需要手动重设。

备份文件是普通文本，不加密，可以直接打开查看。里面只有药品和服药记录，不含任何账号信息。它不会自动上传到任何服务器——存到哪、给谁看，完全由你决定。

超过 30 天没备份时，首页会出现一条淡色提示。可以点「不再提示」永久关闭。



备份与换机页

八、常见问题

到点没有提醒？	① 检查首页顶部有没有橙红色横幅，有就点「去设置」把三项都打开；② 确认这种药的「到点通知提醒」开关是开着的；③ 部分手机（小米、华为、OPPO、vivo 等）还需要单独允许自启动或后台运行，引导页会针对你的机型给出提示。
提醒时间不准，晚了十几分钟？	缺少「精确闹钟」权限。去首页横幅或引导页把它打开。
卸载重装后数据没了？	数据存在应用私有目录，卸载会一并清除。请养成定期导出备份的习惯。
识别的药名有错字？	机器识别难免出错。在填入表单后直接改正确即可，改完再保存。
能不能多人共用？	目前一台手机一份数据，没有多用户切换。如果要给父母用，建议在他们手机上单独装一份，你帮他们设好药品和时间。
会不会耗电？	平时不在后台运行，只在你设定的时间点被系统唤醒一次，耗电极小。
数据会上传吗？	不会。应用没有联网功能，也没有任何服务器。文字识别用的是手机本地引擎，拍下的照片识别完即丢弃，不保存。

九、免责声明

安服是一个辅助记录与提醒工具，不是医疗器械，不提供任何医疗建议。使用前请了解以下几点：

用药方案遵医嘱。吃什么药、吃多少、吃多久，请完全按照医生嘱咐和药品说明书，本应用不对用药方案作任何判断或建议。

识别结果需核对。拍说明书得到的药名、剂量、次数由机器识别，可能出错，填入表单后请逐项检查。

提醒不保证必达。提醒依赖手机系统的闹钟与通知机制。若系统省电策略限制了本应用，或手机关机、静音、被强制停止，提醒可能延迟或不出现。请勿将本应用作为唯一的用药保障手段。

记录只反映打卡。打卡由你手动确认，应用无法核实你是否真的服药，统计数字不代表实际服药事实。

如果你正在服用需要严格按时的药物（如抗凝药、免疫抑制剂、精神类药物等），请同时使用其它提醒方式作为备份，并与医生确认漏服后的处理方式。